

## Modelo RT-M300A

### CIRUGÍA GENERAL



Estos equipos están certificados bajo normas alemanas alcanzando los más altos estándares europeos y obteniendo la certificación CE Certificate.



#### MESA

Largo total : 2015 mm

Peso neto : 360 kg

Ancho total : 510 mm

Peso máximo del paciente : 250 kg \*

#### MOVIMIENTO LONGITUDINAL

Tipo : Motorizado

Desplazamiento longitudinal : 350 mm

#### MOVIMIENTO VERTICAL

Tipo : Motorizado

Distancia mínima desde el piso : 650 mm

Desplazamiento vertical : 300 mm

#### OTROS MOVIMIENTOS

Trendelenburg (Motorizado) :  $-26^{\circ} \sim +26^{\circ}$

Inclinación lateral (Motorizado) :  $-21^{\circ} \sim +21^{\circ}$

Inclinación del respaldo (Motorizado) :  $-23^{\circ} \sim +60^{\circ}$

Elevador de riñón (Motorizado) : 120 mm

Inclinación de las piernas :  $-90^{\circ} \sim +18^{\circ}$

Inclinación de la cabecera :  $-90^{\circ} \sim +45^{\circ}$

\* PESO MÁXIMO PACIENTE : 250 kg  
para TODOS los modelos  
de mesas HOTBORN